

Dr. Sedat SAKALLI
Dip. Tıp No: 10255
Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Erkin Arslan
FBIH ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Sedat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tıp No: 10255
Dr. Erkin Arslan
FBIH ve Araştırma Hastanesi

- Femoral arter girişli işlemlerin sonrasında damarın dikiş atılarak kapatılması için dizayn edilmiş olmalıdır.
- Sistemin kendi içinde harir düğümü ile damarı dikişle kapatabilmeli ve hastanın kanamasını durdurabilmelidir.
- Sistem iki nitinol iğne ile dikiş atabilecek özellikte olmalıdır.
- Sistemde kullanılan iplik non-absorbable polypolypropylene monofilament yapıda olmalıdır.

VASKÜLER KAPAMA SİSTEMİ 5-9 F TEKNİK ŞARTNAMESİ